



• LA MASTOPLASTICA ADDITIVA NON È SOLO AUMENTO DEL VOLUME, MA MIGLIORAMENTO DEL SENO. LA SCELTA DELLA PROTESI DEVE TENERE PRESENTE LE CARATTERISTICHE DEL SENO E DEL CORPO DELLA PAZIENTE PER FORNIRE UN RISULTATO NATURALE.

•

Un seno su misura

L'obiettivo del miglioramento del seno è il "natural look": un seno ben operato deve ingannare anche l'occhio esperto. La scelta delle protesi è fondamentale: quelle moderne sono anatomiche, tridimensionali; si sviluppano in altezza, larghezza, proiezione, come un seno umano. Questo permette di ingrandire tutti i diametri del seno, non solo la coppa.

La dimensione della protesi deve essere personalizzata, corrispondere alle caratteristiche generali, alla corporatura della paziente, tenendo presenti le dimensioni, diametri, torace, fianchi, etc.

Le richieste delle pazienti e gli obiettivi del gruppo The Breast Specialists sono comuni: mantenere un aspetto naturale del seno, senza farlo apparire "finto"



DOTT. GIULIO GHERARDINI
Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica

DOTT. GIUSEPPE CURINGA
Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica

o alterarne la regolare morfologia. Un risultato che si ottiene tramite un'adeguata pianificazione dell'intervento chirurgico, con scrupolose misurazioni che prevedono di mantenere un armonioso rapporto del seno rispetto al resto del corpo.

Per garantire un risultato ottimale, il gruppo di dottori e chirurghi The Breast Specialists utilizza l'innovativo sistema **Biodynamic™**, che viene utilizzato per simulare l'effetto finale della protesi sul seno in esame. Mediante una serie di misurazioni standard, immagini fotografiche preoperatorie, e l'ausilio di un computer, permette di selezionare, insieme alla paziente, la protesi delle dimensioni e forme più adatte.

Le misurazioni iniziali comprendono: l'altezza della gabbia toracica, la distanza giugulo-capezzolo, la distanza tra i due capezzoli e tra le due ghiandole mammarie, la base del seno con arti superiori rivolti verso l'alto e verso il basso, l'altezza del seno e del polo inferiore, la misura con calibro del parenchima e il diametro dell'areola. Ottenuti i dati biometrici, si pianifica con la paziente la scelta della protesi mammaria, e con l'ausilio di **protesi di prova** indossate al disotto di un reggiseno elastico **si può simulare il risultato atteso dal "vivo"**. In questo modo la paziente potrà visualizzare come cambierà il suo aspetto fisico dopo l'intervento e dare il via libera all'operazione con maggiore serenità e consapevolezza.

THEBREASTSPECIALISTS

www.thebreastspecialists.com
numero verde 800-105797

